

## OXYMÈTRE DE POULS ADULTE & ENFANT

Référence : 22063

### Description :



- **Oxy-One Plus** est un **oxymètre de pouls adulte et enfant** destiné au contrôle ponctuel ou continu de la SpO2 et du rythme cardiaque, pratique au lit du patient comme en déplacement.
- Équipé d'un **écran OLED couleur** offrant une excellente lisibilité des valeurs, même dans un environnement faiblement éclairé.
- Mode d'affichage en **4 directions** pour adapter l'orientation de l'écran à la position de lecture (droitiers, gauchers, monitoring au-dessus du patient, etc.).
- Fonction **marche-arrêt automatique** et capacité de 12 mémoires pour conserver un historique de mesures et suivre l'évolution de la SpO2.
- Fourni prêt à l'emploi avec **pochette de transport**, dragonne de sécurité et deux piles AAA, idéal pour les visites à domicile et les trousseaux d'urgence.

### Caractéristiques techniques :

- **Paramètres affichés** : SpO2, rythme cardiaque, indice de perfusion.
- **Plages de mesure** : SpO2 de 35 % à 100 % ; fréquence cardiaque de 30 à 240 bpm.
- **Affichage** : écran OLED, mode d'affichage en 4 directions, possibilité d'activation/désactivation du signal sonore.
- **Alimentation** : 2 piles AAA, fonction d'arrêt automatique pour préserver l'autonomie.
- **Dimensions et poids** : 5,5 x 3,3 x 2,8 cm ; 48 g, protection contre l'eau et la poussière IP22.

## Oxymètre de pouls adulte et enfant Oxy-One Plus : suivi SpO2 et pouls en un coup d'œil

Appareil compact à **écran OLED** conçu pour mesurer rapidement la **saturation en oxygène (SpO2)** et la fréquence cardiaque, à la fois chez l'adulte et l'enfant, à domicile comme en cabinet.

- **Utilisation adulte et enfant**
- **Écran OLED haute lisibilité**
- **Affichage rotatif 4 directions**
- **Mémoire de 12 mesures**
- **Pochette, piles et dragonne incluses**



## OXYMÈTRE DE POULS ADULTE & ENFANT

Référence : 22063

### Mode d'emploi :

- Installer les deux piles AAA fournies puis refermer le compartiment en vérifiant la bonne polarité.
- Ouvrir l'oxymètre et placer le doigt propre, sec et chaud de l'adulte ou de l'enfant à l'intérieur du capteur souple.
- Mettre l'appareil en marche et attendre quelques secondes jusqu'à stabilisation des valeurs de **SpO2** et de pouls à l'écran.
- Lire les paramètres affichés (SpO2, rythme cardiaque, indice de perfusion) et, si besoin, enregistrer la mesure dans la mémoire de l'appareil.
- Retirer le doigt et laisser l'oxymètre s'éteindre automatiquement ou appuyer sur le bouton pour l'arrêt manuel.

### Précautions d'utilisation :

- Utiliser uniquement sur un doigt sans vernis foncé, faux ongle ou bague, afin de ne pas fausser la mesure de SpO2.
- Éviter les mouvements excessifs pendant la prise de mesure, en particulier chez l'enfant, pour garantir la stabilité du signal.
- Ne pas utiliser l'oxymètre dans un environnement très lumineux ou soumis à des variations de température importantes.
- Nettoyer la surface en contact avec la peau avec un linge doux légèrement humide, sans solvants agressifs ni immersion dans l'eau.
- En cas de doute sur les résultats ou de symptômes persistants (dyspnée, malaise...), consulter un professionnel de santé.

## Un oxymètre de pouls compact pour le suivi respiratoire au quotidien

L'**oxymètre de pouls adulte et enfant Oxy-One Plus** est conçu pour un suivi fiable de la **saturation en oxygène** et du **rythme cardiaque** en cabinet, à domicile ou en situation de premiers secours. Son écran OLED, son affichage rotatif et sa mémoire de 12 mesures permettent de surveiller facilement l'évolution de la SpO2 chez les patients souffrant de pathologies respiratoires, cardiaques ou lors d'épisodes infectieux.

Compact, léger et livré avec pochette, dragonne et piles, cet oxymètre se glisse aisément dans une trousse de soins ou un sac d'urgentiste. Il devient un allié précieux pour les professionnels comme pour les familles souhaitant disposer d'un **outil de contrôle respiratoire** simple et rapide pour l'adulte et l'enfant.