

BATTERIE CU MÉDICAL IPAD NF1200

Référence : 29701

Description :



- Batterie dédiée au **défibrillateur iPad NF1200** (CU Medical), pour assurer sa disponibilité en intervention.
- Cartouche **scellée**, prête à l'emploi, ne nécessite pas d'entretien.
- **Remplacement en quelques secondes** : insertion directe, remise en service immédiate.
- Conditionnement protégé pour un **stockage longue durée** en infirmerie/ERP/entreprise.
- Etiquetage permettant le **suivi des dates** (lot, DLUO/à consigner dans le registre DAE).

Caractéristiques techniques :

- **Compatibilité** : DAE **CU Medical iPad NF1200**
- **Type** : batterie médicale scellée (pack prêt à l'emploi)
- **Installation** : insertion directe, **sans outil**
- **Maintenance** : aucun entretien ; consigner la **date de pose** et le **remplacement préventif**
- **Conformité** : usage dispositif médical, traçabilité lot/n° série

Batterie cu medical - iPad NF1200 : Fiabilité et remplacement express pour votre défibrillateur

Batterie de remplacement pour DAE CU Medical iPad NF1200 : une alimentation **fiable et prête à l'emploi** pour maintenir votre défibrillateur opérationnel, avec **installation rapide** et traçabilité claire (lot/n° de série).

- **Compatibilité iPad NF1200**
- **Remplacement simple, sans outil**
- **Scellée, sans entretien**
- **Stockage longue durée**
- **Traçabilité & conformité**

Batterie de défibrillateur pour disponibilité maximale en situation d'urgence

Une **batterie dédiée et récente** est essentielle pour garantir le bon déclenchement de l'analyse et du choc lors d'un arrêt cardiaque. La **batterie CU Medical - iPad NF1200** se remplace en quelques secondes et sécurise la **continuité opérationnelle** de votre DAE dans les ERP, entreprises, établissements scolaires et collectivités.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

BATTERIE CU MÉDICAL IPAD NF1200

Référence : 29701

Mode d'emploi :

- Mettre l'appareil **hors service** si nécessaire et ouvrir le compartiment batterie.
- Retirer l'ancienne batterie, **insérer la nouvelle** jusqu'au clic de verrouillage.
- Effectuer le **test d'auto-contrôle** du DAE (selon notice fabricant).
- Consigner la **date de remplacement** et mettre à jour le **registre DAE**.
- Stocker une batterie **de rechange** dans un endroit sec, à température ambiante.

Précautions d'utilisation :

- Utiliser **exclusivement** sur le modèle **iPAD NF1200**.
- Ne pas ouvrir, perforer, court-circuiter ou exposer à la chaleur.
- Respecter la **date limite d'utilisation** indiquée par le fabricant.
- Éliminer la batterie usagée via une **filière adaptée** (déchetterie/pro filières pro).
- Vérifier régulièrement l'**état du DAE** (voyants/alertes) et planifier le remplacement préventif.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502